



ThermoFisher
S C I E N T I F I C

体内级别 Stealth RNAi siRNA订购指南

赛默飞世尔科技

技术支持热线：800 820 8982-2-4（座机）；400 820 8982-2-4（手机）

技术支持邮箱：LifeScience-CNTS@thermofisher.com

公司主页：<http://www.thermofisher.com/cn/zh/home.html>

2016年2月

体内级别的Stealth siRNA订购指南

- 已知stealth siRNA的ID号—请参考第3-5页
- 已知stealth siRNA的序列—请参考第6-8页
- 订购体内级别的阴性对照—请参考第9-10页
- 订购体内级别的荧光标记的siRNA或者阴性对照—请参考第11-12页

体内级别的Stealth siRNA订购-已知stealth siRNA的ID号

1. 点击链接

<http://rnaidesigner.thermofisher.com/rnaiexpress/inVivoService.jsp>

2. 此处请选此项

Select **Product Type:**

	Synthetics	Controls
Stealth RNAi™ siRNA	<input type="radio"/> Custom Stealth RNAi™ siRNA <input checked="" type="radio"/> Stealth Select RNAi™ siRNA	<input type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control LO GC <input type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC <input type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control HI GC
BLOCK-iT™ siRNA	<input type="radio"/> Custom siRNA	<input type="radio"/> BLOCK-iT™ Fluorescent Control

3. 此处输入siRNA ID号

Enter **Sequence Information:**

*Enter Stealth Select RNAi™ siRNA IDs ([Find Stealth Select RNAi™ siRNA IDs](#)):

*A three-letter code will be appended to the Stealth Select ID by system requirement

4. 选择需要的纯化方式，订购量，是否需要标记和内毒素检测等

Select **Purity, Quantity and 5' Sense Label:**

Select Purity: EndoToxin Testing

Select Delivered Quantity:

Select 5' Sense Label:

5. 输入订购者姓名，点击加入购物车

Enter **Researcher Name:**

Researcher Name:

体内级别的Stealth siRNA订购-已知stealth siRNA的ID号

BLOCK-iT™ RNAi Express: Ordering Synthetics for in vivo RNAi



READY, CLICK and GO: Fast and easy online ordering of in vivo-ready Stealth RNAi™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA and controls with a selection of purifications, scales and 5' sense labels. Follow the three easy steps below for the most effective in vivo RNAi experiments.

Customer Number*:	<input type="text"/>	Contact Name and Address*:	<input type="text"/>
Quote Number:	<input type="text"/>	Contact Phone Number*:	<input type="text"/>
Purchase Order Number:	<input type="text"/>	Contact fax Number*:	<input type="text"/>
Contract Number:	<input type="text"/>	Contact Email Address*:	<input type="text"/>
Release Number:	<input type="text"/>	Researcher Name*:	<input type="text" value="Zhang Feng"/>
Plate or Tube:	<input type="text" value="Tube"/>		

*: Required fields.

6. 在此红框内输入订购者信息，带*的为必填项。

Duplex Name	Duplex Type	Purity	EndoToxin Testing	Delivered Quantity	5' Label	Sequence	
HSS105872_f3Y	Stealth Select RNAi™ siRNA	HPLC in vivo purity	Yes	20 nmole	Alexa Fluor 488	Sequence will be shipped with duplex	Delete

Add another Duplex to Order

Place Order

7. 点击“Place Order”

体内级别的Stealth siRNA订购-已知stealth siRNA的ID号

RNAi Express Options:

[Search By ID/Keyword](#)

[Browse By Pathways](#)

[Browse By Gene Families](#)

We received your order. A confirmation e-mail is sent to huili.liu@lifetech.com. If you have any questions about your Validated Stealth RNAi™ siRNA or miRNA Vector order, e-mail to !CN-RNAi-Order@lifetech.com. If you have any questions about your Stealth Select RNAi™ siRNA order, e-mail to !cn-rnai-order@lifetech.com.

8. 点击“Place Order”后网站出现此界面提示订单完成

发件人: !CN-RNAi-Order

发送时间

收件人: Liu, Huili

抄送:

主题: Invitrogen Invivo Order From huili.liu@lifetech.com

Thank you for ordering RNA duplexes for Invivo RNAi. Here are your order details. Contact us if you have any questions
#1 HSS105872_f3Y HPLC in vivo purity 20N Alexa Fluor 488 Endotoxin testing (Sequence will be shipped with duplex)

9. 之前填写的个人邮箱中查看是否收到确认邮件（没有序列和货号信息），如果收到，就说明您已经订购成功了。

体内级别的Stealth siRNA订购-已知stealth siRNA的序列

1. 点击链接

<http://rnaidesigner.thermofisher.com/rnaiexpress/inVivoService.jsp>

2. 此处请选此项

3. 此处输入siRNA序列

4. 选择需要的纯化方式，订购量，是否需要标记和内毒素检测等

5. 输入订购者姓名，点击加入购物车

Synthetics

Stealth RNAi™ siRNA Custom Stealth RNAi™ siRNA Stealth Select RNAi™ siRNA

BLOCK-IT™ siRNA Custom siRNA

Controls

Stealth RNAi™ siRNA Negative Control LO GC

Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC

Stealth RNAi™ siRNA Negative Control HI GC

BLOCK-IT™ Fluorescent Control

Enter **Sequence Information:**

¹Enter duplex name:

²Sense strand sequence (5'-3'):

²Antisense strand sequence (5'-3'):

¹A three-letter code will be appended to the duplex name by system requirement

²Enter 25 nucleotide RNA sequence for custom Stealth RNAi™ siRNA and 19 nucleotide RNA sequence for custom siRNA. dTdT overhangs will be added to custom siRNA.

Select **Purity, Quantity and 5' Sense Label:**

Select Purity: Endotoxin Testing

Select Delivered Quantity:

Select 5' Sense Label: 5' Sense label is only available for HPLC and HPLC in vivo purity

Enter **Researcher Name:**

Researcher Name:

体内级别的Stealth siRNA订购-已知stealth siRNA的序列

BLOCK-IT™ RNAi Express: Ordering Synthetics for in vivo RNAi HELP

READY, CLICK and GO: Fast and easy online ordering of in vivo-ready Stealth RNAi™ siRNA, BLOCK-IT™ siRNA and controls with a selection of purifications, scales and 5' sense labels. Follow the three easy steps below for the most effective in vivo RNAi experiments.

Customer Number*: Contact Name and Address*:

Quote Number: Contact Phone Number*:

Purchase Order Number: Contact fax Number*:

Contract Number: Contact Email Address*:

Release Number: Researcher Name*:

Plate or Tube:

* Required fields.

Duplex Name	Duplex Type	Purity	EndoToxin Testing	Delivered Quantity	5' Label	Sequence	
1_d0N	BLOCK-IT™ Stealth RNAi™ siRNA	Desalt in vivo purity	No	25 nmole	-	Antisense(5'-3') AAGAGGUGGUAUCAGAAACUCCUG Sense(5'-3') CAGGAAGUUUCUGAUACCACCUCUU	Delete

6. 在此红框内输入订购者信息，带*的为必填项。

7. 点击“Place Order”

体内级别的Stealth siRNA订购-已知stealth siRNA的序列

BLOCK-iT™ RNAi Express: Ordering Synthetics for in vivo RNAi

HELP

READY, CLICK and GO: Fast and easy online ordering of in vivo-ready Stealth RNAi™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA and controls with a selection of purifications, scales and 5' sense labels. Follow the three easy steps below for the most effective in vivo RNAi experiments.

We received your order. A confirmation e-mail is sent to huili.liu@lifetech.com with order information. If you have any questions about your in vivo RNAi order, e-mail to icn-rnai-order@lifetech.com.

8. 点击“Place Order”后网站出现此界面提示订单完成

发件人: [icn-rnai-order](mailto:icn-rnai-order@lifetech.com)

发送时间: Tu

收件人:  Liu, Huili

抄送:

主题: Invitrogen Invivo Order From huili.liu@lifetech.com

Thank you for ordering RNA duplexes for Invivo RNAi. Here are your order details. Contact us if you have any questions

#1 1_d0N Desalt in vivo purity 25N (Sense sequence: CAGGAAGUUUCUGAUACCACCUCUU Antisense sequence: AAGAGGUGGUAUCAGAAACUCCUG)

9. 上页上填写的个人邮箱中查看确认邮件（含有之前提供的序列信息），如果有，就说明您已经订购成功了。

订购体内级别的阴性对照

1. 点击链接

<http://rnaidesigner.thermofisher.com/rnaiexpress/inVivoService.jsp>

READY, CLICK and GO: Fast and easy online ordering of in vivo-ready Stealth RNAi™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA and controls with a selection of purifications, scales and 5' sense labels. Follow the easy steps below for the most effective in vivo RNAi experiments.

Select **Product Type:**

<input type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA	<input type="radio"/> Synthetics	<input type="radio"/> Controls
<input type="radio"/> BLOCK-iT™ siRNA	<input type="radio"/> Custom Stealth RNAi™ siRNA	<input checked="" type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control LO GC
	<input type="radio"/> Stealth Select RNAi™ siRNA	<input checked="" type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC
	<input type="radio"/> Custom siRNA	<input type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control HI GC
		<input type="radio"/> BLOCK-iT™ Fluorescent Control

2. 订购阴性对照

Select **Purity, Quantity and 5' Sense Label:**

Select Purity:	<input type="text" value="Desalt in vivo purity"/>	<input type="checkbox"/> EndoToxin Testing
Select Delivered Quantity:	<input type="text" value="25 nmole"/>	
Select 5' Sense Label:	<input type="text" value="None"/>	5' Sense label is only available for HPLC and HPLC in vivo purity

3. 选择需要的纯化方式，订购量，是否需要标记和内毒素检测等

Enter **Researcher Name:**

Researcher Name:

huil

Add to Cart

4. 输入订购者姓名，点击加入购物车，后续步骤参考第4、5页的介绍

订购体内级别的阴性对照

发件人: ○ !CN-RNAi-Order

收件人: ● Liu, Huili

抄送:

主题: Invitrogen Invivo Order From huili.liu@lifetech.com

Thank you for ordering RNA duplexes for Invivo RNAi. Here are your order details. Contact us if you have any questions
#1 NegativeControlMEDGC_d0N Desalt in vivo purity 25N (Confidential Sequence)

5. 个人邮箱中查看确认邮件（没有序列和货号信息），如果有，就说明您已经订购成功了。

订购体内级别的荧光标记的siRNA或者阴性对照

1. 点击链接

<http://rnaidesigner.thermofisher.com/rnaiexpress/inVivoService.jsp>

2. 订荧光标记的siRNA或者阴性对照。Custom形式的需要提供序列，Stealth Select形式的需要提供ID

	Synthetics	Controls
Stealth RNAi™ siRNA	<input type="radio"/> Custom Stealth RNAi™ siRNA <input checked="" type="radio"/> Stealth Select RNAi™ siRNA	<input type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control LO GC <input type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC <input type="radio"/> Stealth RNAi™ siRNA Negative Control HI GC
BLOCK-iT™ siRNA	<input type="radio"/> Custom siRNA	<input type="radio"/> BLOCK-iT™ Fluorescent Control

Enter [Sequence Information](#):

* Enter Stealth Select RNAi™ siRNA IDs (Find)

[Stealth Select RNAi™ siRNA IDs](#):

* A three-letter code will be appended to the Stealth Select ID by system requirement

Select [Purity, Quantity and 5' Sense Label](#):

Select Purity:

HPLC in vivo puri

Endotoxin Testing

Select Delivered Quantity:

500 nmole

Select 5' Sense Label:

Alexa Fluor® 488

可以提供的
标记方式

- Alexa Fluor® 488
- None
- Biotin
- Alexa Fluor® 488
- Alexa Fluor® 546
- Alexa Fluor® 555
- Alexa Fluor® 647
- Alexa Fluor® 680
- Alexa Fluor® 750

3. 选择需要的纯化方式，订购量，标记方式和是否需要内毒素检测等。

Enter [Researcher Name](#):

Researcher Name:

4. 输入姓名，点击加入购物车，后续步骤参考第4、5页的介绍。

Add to Cart

订购体内级别的荧光标记的siRNA或者阴性对照

发件人: !CN-RNAi-Order

收件人: Liu, Huili

抄送:

主题: Invitrogen Invivo Order From huili.liu@lifetech.com

Thank you for ordering RNA duplexes for Invivo RNAi. Here are your order details. Contact us if you have any questions
#1 BlockITFluControl_a3N HPL 5N Alexa Fluor 488 (Confidential Sequence)

5. 个人邮箱中查看确认邮件（没有序列和货号信息），如果有，就说明您已经订购成功了。

如果您在搜索过程中有疑问，欢迎通过电话或者邮件和我们联系。

技术支持热线：

800 820 8982-2-4（座机）；400 820 8982-2-4（手机）

技术支持邮箱：

LifeScience-CNTS@thermofisher.com

祝您实验顺利！